



**L'EMPLOI DE TOUS AUTRES
CONTENANTS
QUE CEUX MENTIONNÉS
DANS CETTE FICHE MÉMO
EST INTERDIT**

Professionnel de santé, vous souhaitez solliciter les prestations du laboratoire d'Anatomie et Cytologie Pathologiques (ACP) de l'Institut Godinot, ce guide vous est destiné pour vous accompagner dans vos prélèvements.

La fixation des prélèvements étant primordiale pour une prise en charge et un diagnostic ANAPATH optimal, merci de veiller à utiliser les contenants que nous mettons à votre disposition suivant ce guide !



**1 PRÉLÈVEMENT
=
1 CONTENANT**

Pour plus de renseignements :

03 26 50 42 67 (secrétariat)

03 26 50 42 68 (laboratoire)

www.institutgodinot.fr
(onglet manuel)

Laboratoire d'Anatomie
et Cytologie Pathologiques (ACP)



Application : Avril 2023

V02

AQI/FOR/2022-0029

BIOPSIE

- Microbiopsies à l'aiguille (sein, organes profonds...)
- Macrobiopsies de sein
- Biopsies endoscopiques (estomac, colon...)
- Petits fragments chirurgicaux (peau, ganglion....)

- CONTENANT -



Pot pré-rempli de 60 ml / Liquide translucide / Bouchon blanc

Fixateur :
Formol neutre tamponné

PETITE PIECE OPERATOIRE*

- Appendice
- Vésicule biliaire
- TURB, TURP, ...

* ratio : 1 vol tissu / 5 vol formol

- CONTENANT -



Pot pré-rempli de 180 ml / Liquide translucide / Bouchon blanc

Fixateur :
Formol neutre tamponné

GRANDE PIECE OPERATOIRE*

- Exérèse partielle ou totale d'organe

* ratio : 1 vol tissu / 5 vol formol

- CONTENANT -



Pot opaque à remplir / Liquide translucide

Fixateur :
Formol neutre tamponné

PETIT VOLUME CYTOLOGIE (< 10 ML)

- Ponctions (thyroïde, sein, ganglion, ...)
- Brossage et aspiration bronchique
- LCR

- CONTENANT -



Pot pré-rempli / Liquide translucide / Bouchon bleu

Fixateur :
Liquide BD Surepath®

GRAND VOLUME CYTOLOGIE (> 10 ML)

- Ascite
- Liquide pleural
- Urine

- CONTENANT -



Pot pré-rempli / Liquide bleu / Bouchon blanc

Fixateur :
Liquide Q Path® Cytifix

PRELEVEMENT CYTOLOGIQUE GYNECOLOGIQUE UNIQUEMENT

- Frottis (col utérin, endomètre)

- CONTENANT -



Pot pré-rempli / Liquide translucide / Bouchon blanc étoilé

Fixateur :
PreservCyt® Solution